


NAJO[®] BACKBOARDS

Tavole spinali



NAJO® BACKBOARDS

FERNO®
When It's Critical®


Ideali per ogni situazione di emergenza.

Perfetto connubio tra leggerezza e robustezza: le tavole spinali NAJO® sono costituite da un'unica struttura di **polietilene ad alta densità** (HDPE), che elimina il rischio di assorbimento dei fluidi corporei permettendo così una facile disinfezione.

100% Radiotrasparenti.

Idonei anche per il recupero e il trasporto del paziente in **ambiente acquatico**.

Disponibili in vari colori, con o senza pin.



NAJO® LITE

- La più leggera delle tavole spinali NAJO: pesa solamente 6,6 kg.
- Dotata di feritoia centrale per l'immobilizzazione indipendente degli arti inferiori e di 22 maniglie a presa ergonomica.
- La particolare robustezza e leggerezza ne permettono l'utilizzo anche in ambiente acquatico.
- Capacità di galleggiamento 69 kg.

Lunghezza	1829 mm
Larghezza	406 mm
Altezza	45 mm
Peso	6,6 kg
Capacità di carico	204 kg



NAJO® RESCUE WATER

- Realizzata specificatamente per il soccorso e il recupero, in ambiente acquatico, di pazienti traumatizzati.
- La struttura, leggera e rastremata, garantisce una facile immersione sotto il paziente durante le operazioni di soccorso.
- Il supporto in neoprene riduce il rischio di scivolamento del paziente dalla tavola spinale. Sul materassino sono inoltre stampate istruzioni d'utilizzo rapide.

Lunghezza	1830 mm
Larghezza	410 mm
Altezza	60 mm
Peso	6,3 kg
Capacità di carico	204 kg

NAJO® BACKBOARDS

FERNO®
When It's Critical®



NAJO® REDIHOLD®

- La superficie in corrispondenza del lato testa è liscia allo scopo di consentire una maggiore aderenza del fermacapo alla tavola spinale.
- Capacità di galleggiamento 62 kg.

Lunghezza	1829 mm
Larghezza	406 mm
Altezza	45 mm
Peso	7 kg
Capacità di carico	272 kg



NAJO® REDIWIDE®

- La struttura rettangolare con larghezza 457 mm consente il posizionamento del paziente in entrambe le direzioni.
- Capacità di galleggiamento 78 kg.

Lunghezza	1829 mm
Larghezza	457 mm
Altezza	45 mm
Peso	7 kg
Capacità di carico	272 kg



NAJO® SPORTS

- Realizzata specificatamente per l'utilizzo in ambiente sportivo.
- E' caratterizzata da una larghezza di 508 mm e da un'altezza di 57 mm, consentendo così di immobilizzare il paziente anche con l'equipaggiamento sportivo.
- Capacità di galleggiamento 163 kg.

Lunghezza	2029 mm
Larghezza	508 mm
Altezza	57 mm
Peso	12 kg
Capacità di carico	454 kg

CE

Numero Verde
800 501711

www.ferno.it

MODELLI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
275201105	Tavola spinale NAJO Lite, gialla, no pin
275201205	Tavola spinale NAJO Lite, gialla, 10 pin
275201108	Tavola spinale NAJO Lite, arancione, no pin
275201208	Tavola spinale NAJO Lite, arancione, 10 pin
275201203	Tavola spinale NAJO Lite, blu, 10 pin
NB5500	Tavola spinale NAJO Lite, versione militare, no pin
275W01104	Tavola spinale galleggiante NAJO Water Rescue, no pin
275101105	Tavola spinale NAJO RediHold, gialla, no pin
275101205	Tavola spinale NAJO RediHold, gialla, 10 pin
275301101	Tavola spinale NAJO RediWide, gialla, no pin
275301205	Tavola spinale NAJO RediWide, gialla, 10 pin
275801308	Tavola spinale NAJO Sports, arancione, 18 pin

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Fermacapo 445, arancione	0313855
Fermacapo 455 monopaziente, arancione (10 pz.)	0832092
Collare cervicale WizLoc 449-I (3 pz.)	0822094
Sistema di cinture "ragno"	770-E
Fermacapo nero per NAJO Water Rescue	038245200
Set 5 cinture con fibbie colorate per NAJO Water Rescue	038244401
Materassino in neoprene per NAJO Water Rescue	038245101