

AQUABOARD

Tavola spinale per soccorso in acqua

Codice: 010776501





Tavola spinale progettata e realizzata specificamente per il soccorso e il recupero di pazienti con sospette lesioni spinali in piscine o in acque chiuse.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per l'utilizzo in acque chiuse e per il recupero a bordo piscina.
- Il supporto in neoprene riduce il rischio di scivolamento del paziente dalla tavola spinale. Sul materassino sono inoltre stampate istruzioni d'utilizzo rapide.
- La superficie concava permette un facile e sicuro posizionamento del paziente.
- È completa di fermacapo, sistema di 4 cinture e supporto in neoprene antiscivolo.
- Dotata di 12 maniglie (6 per lato) per un facile trasporto.
- 100% Radiotrasparente.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1830 mm
Larghezza	430 mm
Altezza	70 mm
Peso	8 kg
Capacità di carico	182 kg

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Fermacapo nero	038245200
Set 5 cinture con fibbie colorate	038244401
Materassino in neoprene	038245101