

# AS190

*Kit Immobilizzatori a depressione*

Codice: 005002210



# AS190

**FERNO**  
When It's Critical®



Il kit di immobilizzazione a depressione AS190 garantisce una perfetta immobilizzazione degli arti fratturati o con lesioni nella posizione di reperimento, mantenendo una corretta perfusione.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il kit AS190 è completo di 3 immobilizzatori a depressione per arti a camera unica (AS100 per avambraccio, AS120 per braccio e AS140 per gamba), una pompa manuale in alluminio, un kit di riparazione rapida e una borsa di trasporto e stoccaggio.
- Rivestimento in vinile.
- Gli immobilizzatori AS100, AS120 e AS140 sono facilmente modellabili: consentono di distribuire in maniera uniforme il contenuto granulato interno su tutta la superficie, adattandosi perfettamente all'arto interessato e garantendone così una corretta immobilizzazione.
- Dotati di chiusure in velcro, che facilitano la sagomatura durante la fase di decompressione, e di valvole sempre chiuse.
- Totalmente radiotrasparenti.
- La borsa è dotata di divisori interni per lo stoccaggio e il trasporto degli immobilizzatori sul luogo dell'intervento.

## SPECIFICHE TECNICHE

	AS100	AS120	AS140	KIT AS190
Lunghezza	510 mm	740 mm	1090 mm	810 mm
Larghezza	330 mm	610 mm	690 mm	230 mm
Altezza				280 mm
Peso	0,4 kg	1 kg	1,4 kg	4 kg

## RICAMBI

Descrizione	Codice
Immobilizzatore a depressione AS100 per avambraccio, camera unica, arancione	005002012
Immobilizzatore a depressione AS120 per braccio, camera unica, arancione	005002013
Immobilizzatore a depressione AS140 per gamba, camera unica, arancione	005002014
Pompa manuale in alluminio per immobilizzatori a depressione	272000701
Custodia stoccaggio/trasporto per kit immobilizzazione	AS180
Kit di riparazione	005002017

