

MANTA

Telo portaferiti



MANTA



Realizzato per il trasporto di pazienti fino ad un peso di 363 kg, può essere utilizzato anche come copertura paziente durante le procedure di estricazione. Ideale per il recupero in spazi confinati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato in PVC, resistente all'abrasione e ai raggi UV.
- Dotato di 8 (4 per lato) maniglie rinforzate per il sollevamento e per il trasporto del paziente.
- I fori presenti in corrispondenza delle due estremità consentono il drenaggio dell'acqua.
- Facile da ripiegare per lo stoccaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	2000 mm
Lunghezza (in configurazione di stoccaggio)	305 mm
Larghezza	1070 mm
Larghezza (in configurazione di stoccaggio)	230 mm
Altezza (in configurazione di stoccaggio)	75 mm
Peso	2 kg
Capacità di carico	363 kg

MODELLI DISPONIBILI

Descrizione	Codice
Telo portaferti Manta, bordeaux, specifico per pazienti bariatrici, 8 maniglie	0382969
S-132 Telo portaferti Manta, arancione, specifico per pazienti bariatrici, 8 maniglie	0382888
S-132 Telo portaferti Manta, verde, specifico per pazienti bariatrici, 8 maniglie	0383034