

Winter kit

réf. 21-0120-019



 **FERNO®**

Italy

P +39 051 6860028

F +39 051 6861508

info@ferno.it

www.ferno.it

 800 501711


Schweiz

P +41 41 259 60 00

info@ferno-schweiz.ch


www.ferno-schweiz.ch

Winter Kit



 **FERNO®**
REL. 180419

C'est ce que nous appelons
WINTER KIT.

 **Coquille**

Les coques rigides représentées ici rendent le brancard multifonctionnel et approprié même pendant l'hiver.

En ajoutant les poignées extensibles, le brancard peut être glissé sur la neige et vous pourrez donc l'utiliser sur les pistes et lors d'opérations de sauvetage hors piste.

Le dispositif semblable à une ailette sous le brancard le rend stable et maniable sur la neige.

Les coquilles sont en fibre de verre avec une couche interne de Kevlar pour augmenter la résistance à l'abrasion.

- **FACILE À INSTALLER AVEC DE SIMPLES BANDES DE CAOUTCHOUC.**
- **COMPATIBLE AVEC LE BRANCARD DIVISIBLE TITAN-T.**
- **POIGNÉES DIVISIBLES EN TROIS MORCEAUX ET PRENANT PEU DE PLACE.**
- **LES COQUILLES SONT FACILES À RÉPARER SI ELLES SE CASSENT.**



Coquille en fibre de verre



➤ **Winter kit**

réf. 21-0120-019

1 coquille côté tête, 1 coquille côté pieds,
poignées extensibles - 4 pcs, 1 barre de connexion

 **Poignées**

