



5126-EL-IT

Barella autocaricante multilivello

Codice: 5126-EL-IT





5126-EL-IT è la barella progettata per la movimentazione e il trasporto del paziente in emergenza in ambiente extraospedaliero. Ottimizzata per l'utilizzo in ambulanza, garantisce **elevati standard di sicurezza** grazie al sistema di cinture di ritenuta e alla compatibilità con i sistemi di bloccaggio Ferno per veicoli di soccorso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Multilivello.** 5 altezze agevolano le procedure di soccorso per non gravare sulla schiena durante le manovre di sollevamento.
- ▶ **Leggera e robusta.** La struttura in lega di alluminio anodizzato pesa solo 45 kg e trasporta fino a 250 kg.
- ▶ **Sicura.** Le ruote posteriori piroettanti hanno un freno di sicurezza che impedisce movimenti accidentali del presidio.
- ▶ **Facile da caricare/scaricare.** È dotata di un sistema di sicurezza anticaduta per manovre senza rischi nella fase di scaricamento.
- ▶ **Utilizzabile come una portantina.** Il sistema bloccagambe tiene sollevate e bloccate le gambe della barella così da utilizzarla proprio come una portantina, nel caso in cui il terreno non ti permetta di usare le ruote. Le spondine inoltre sono abbattibili.
- ▶ **Schienale regolabile.** Lo schienale è regolabile fino al raggiungimento di un'inclinazione massima di 80°.
- ▶ **È pensata per eseguire manovre salvavita,** grazie ai piani rigidi in ABS.
- ▶ **Consente il trasporto di termoculle,** poiché è compatibile con l'interfaccia dedicata ITC (Incubator Transport Interface).
- ▶ **Semplice da pulire.** I piani in ABS possono essere rimossi per rendere la pulizia ancora più agevole.

MODELLI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE
Barella autocaricante, 5 posizioni, altezza di caricamento min. 64 cm	5126-EL-IT
Barella autocaricante, 5 posizioni, altezza di caricamento min. 72 cm	5226-EL-IT



ACCESSORI COMPATIBILI

DESCRIZIONE	CODICE
Cintura a quattro punti	0313915
Cintura a due pezzi	430-2-N
Materasso Safe Transfer Super Comfort	271029000
Pac-Rac (Porta materiale)	0818933
PacRac+	FWEPR+IT
Adapter Kit per PacRac+	25-00214
Asta Porta Flebo (IV Pole)	0087156
Materasso nero a cinque sezioni	25-00200
Bloccaggio Slam	SLAM-5026/MONDIAL
ITC (Interfaccia per fissaggio Termoculle)	ITC-HL
Neomate (Sistema di trasporto pediatrico)	0314116
Pedimate Plus (Sistema di trasporto pediatrico)	0314115
Patient Shield	0822097
Kit portadocumenti	25-00273

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	560 mm
Altezza	(massima, con schienale alzato) 1500 mm
Peso	45 kg
Capacità di carico	250 kg

CERTIFICAZIONE



Il prodotto risponde ai requisiti generali di sicurezza e prestazione del **Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)** concernente i dispositivi medici.

Conforme alla norma **EN1865** e compatibile con il sistema di bloccaggio SLAM per il trasporto in ambulanza (sistema certificato **EN 1789**).