

ACCESSORI OPZIONALI

MonoClack
Sistema di bloccaggio rapido
cod. 65-0430-001

MONOCLACK TESTATO 10G



per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

Batteria
cod. MWK-BATTERYM28



per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

consultaci con un
QR CODE READER



Numero Verde
800 501711

FERNO

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it
shop.ferno.it

FERNO

Click, Touch & Go!
Monorudder



MONORUDDER

INTERFACCIA MOTORIZZATA PER SEDIE PORTANTINE NON RICHIUDIBILI



MOTORIZZATO

Il potente motore permette il trasporto di pazienti su ogni tipo di scala con facilità, senza sforzi e in totale sicurezza.

DATI TECNICI	PESO	22 KG	CAPACITÀ	230 KG
	ALTEZZA	107 CM	ALIMENTAZIONE	BATTERIA LI-ION 28V
	LARGHEZZA	42 CM	MATERIALI	ALLUMINIO
	PROFONDITÀ	22 CM	GRADO IP	IP56

RAPIDO E INTERCAMBIABILE



1 Sollevare il Monorudder.



2 incastrare il perno nelle apposite gole.



3 Premere il dispositivo verso lo schienale della sedia.

COMPATIBILE CON SEDIE

Dlouhy Utilla Venice pick up



SOTTILE

Grazie alle sue dimensioni ridotte, Monorudder può essere stoccato in pochissimo spazio. Le ruote posteriori aggiuntive lo rendono trasportabile singolarmente anche quando non agganciato alla sedia portantina.



REMOTE CONTROL **WI-FI**

Il nuovo sistema di comando garantisce l'utilizzo anche nelle condizioni di temperatura più estreme.

Antiurto e Water Resistant. Resistente alle polveri e alle infiltrazioni di acqua (certificata IP56).

Comandi retroilluminati



ANTIURTO



COMANDI TOUCH PROGRESSIVI



COMANDI RETROILLUMINATI



WATER RESISTANT

MANIGLIONE INCLINABILE E REGOLABILE IN ALTEZZA



LUCI DI SICUREZZA

Per consentire la visibilità in condizione di buio (scale mal illuminate o con luce temporizzata) garantendo così il trasporto in totale sicurezza.

