

SERIE VENICE BLACK

Personalisierbarer Treppentragstuhl

Venice Art.-Nr. 21-0081-001-BLK

Venice Plus Art.-Nr. 21-0082-001-BLK

Venice Power Art.-Nr. 21-0083-001-BLK



SERIE VENICE BLACK

Ein Stuhl, der beliebig angepasst werden kann, um den Patiententransport zu erleichtern.

Mit der Serie Venice können Sie Ihren Treppentragstuhl beliebig selbst gestalten. Sie können ihn mit dem gewünschten Zubehör personalisieren, das wir ad-hoc für diese Einrichtung realisiert haben. Oder Sie wählen eine der von uns zusammengestellten Versionen.

VENICE ultraleicht;

VENICE PLUS mit dem innovativen mechanischen Raupensystem mit regulierbarer Bremse;

VENICE POWER mit motorisiertem Raupensystem.

Alle Versionen sind - auch noch nach dem Kauf - beliebig konfigurierbar. Die Linie Venice gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Stuhl jederzeit auf den neusten Stand zu bringen.

Der Tragstuhl Venice Black umfasst stets folgende Ausstattungen: ein Gurtset, einen Akku Milwaukee M28 und ein Akkuladegerät Milwaukee M28C, eine Fußstütze, eine Rückenlehnenverlängerung in Schwarz.



Bequemer und effizienter Transport? Die Fußstütze bietet dabei wesentliche Unterstützung.

Die Struktur aus Aluminiumlegierung macht sie extrem robust. Darüber hinaus kann sie leicht hochgeklappt werden: Die Halterungen am Venice verhindern das versehentliche Öffnen.

Ist personalisierbar. Sie können den Stuhl mit allen nachstehenden Zubehörteilen konfigurieren: Kit regulierbare Beinauflage, Kopfstütze, Kit Armlehnen, Verriegelung VeniceLock (zertifiziert 10G und UNI EN 1789), Kit Motorisierung.

Ist leicht und beweglich. Der Leichteste auf dem Markt: seine Basisstruktur wiegt nur 9,8 kg. Dank seiner Ausstattung kann dieser Stuhl in jedem Umfeld bequem und praktisch eingesetzt werden.

Hat ein kompaktes Format. Erfordert im Krankenwagen nur einen Platz von 20 cm Tiefe. Bietet eine hohe Tragfähigkeit. Kann mit bis zu 230 kg beladen werden und eignet sich auch für den Transport bariatrischer Patienten.

Ist Zuverlässig. Verfügt über Systeme, die nicht nur dem Patienten sondern auch Ihnen während der Handhabung und des Transports Sicherheit und Komfort gewährleisten. Seine Sicherheit wird von der Zertifizierung nach UNI EN 1865 bescheinigt. Die Verriegelung ist gemäß den geltenden Richtlinien 10G zertifiziert.

Personalisieren Sie ihn mit den Zubehörteilen



ARMLEHNEN

Die verstellbaren Armlehnen garantieren durch ihre zahlreichen Positionen auch beim Transport von bariatrischen Patienten einen extremen Komfort.



AUSZIEHBARER GRIFF

Sein Vorteil? Der Haupt-Rettungshelfer kann während der Handhabung eine korrekte Körperhaltung bewahren. Er ist auf mehrere Positionen höhenverstellbar, um Sie beim Transport der Patienten, beim Auf- und Abstieg auf Treppen zu unterstützen.

Die Entwicklung des neuen Griffs führte zudem zu einer ergonomischen Form, die unter allen Bedingungen einen optimalen Halt mit hoher Griffsicherheit garantiert.



ÜBERGROSSE RÄDER

Kies, Asphalt, Rasen, Schotter... Die übergroßen Hinterräder ermöglichen es Ihnen, den Stuhl Venice auf jeder Art von Untergrund zu bewegen, für einen sicheren und schnellen Transport. Ein Verdienst der Übergröße mit einem Durchmesser von 200 mm mit hoher Bodenhaftung.



KOPFSTÜTZE

Wenn Ihr Tragstuhl Venice mit einem ausziehbaren hinteren Griff ausgestattet ist, können Sie den Patientenkomfort beim Transport mit dieser Kopfstütze noch weiter verbessern. Sie lässt sich mit den Klettbindern schnell anlegen und stützt den Kopf des Patienten.



Dank der praktischen Tasche, die mit der Kopfstütze geliefert wird, kann sie im hinteren Teil des Sitzes untergebracht und bei Bedarf schnell montiert werden.

Die Kopfstütze ist atmungsaktiv und waschbar.

MANUELLE RAUPE - KEEP CONTROL

Manövrierfähigkeit und Sicherheit: Die Raupenschiene kann der Stuhl bequem über die Treppen gleiten, wobei weniger Kraftaufwand seitens des Rettungshelfers gefordert und die Stabilität des Patienten erhöht werden. Die neue mechanische Raupe „Keep Control“ wurde entwickelt, um die Bodenhaftung auf den Treppenstufen zu erhöhen.

Darüber hinaus ist sie dank eines Drehknopfes, der die Raupenspannung reguliert, als einzige in der Lage, die Abstiegs geschwindigkeit auf der Treppe zu steuern. Mit diesem einfachen Handgriff können Sie die geeignete und sichere Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Patientengewicht oder von der Steigung der Treppe wählen.



MOTORISIERTER RAUPE

Zu wenig Platz? Mit der kurzen Raupe ist Venice wendiger, selbst auf kleinstem Raum. Die verringerte Auflagefläche der Raupe reduziert die Rutschgefahr. Die Raupenschiene verfügt auch über eine Rille, die speziell entwickelt wurde, um eine höhere Bodenhaftung zu garantieren: Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit!



Zur motorisierten Raupe gehören:

- Stoßfestes, wasserfestes und staubdichtes, verstärktes **Wi-Fi Bedienteil**;
- **in das motorisierte System eingebaute Sicherheitsleuchte**, die auch bei widrigen Lichtverhältnissen beste Sicht garantiert;
- **Akku Milwaukee mit verlängerter Betriebsdauer**: Ein vollgeladener Akku sichert den Betrieb für mehr als einen Tag.

Nicht nur Zubehör...

Die Serie Venice stellt auch folgende Stärken bereit:

- AS-System: Das patentierte AS-System von Ferno garantiert die Festigkeit des Stuhls auch nach vielen Einsatzstunden.
- Vordere, verlängerbare und in 5 Positionen verstellbare Griffe.
- Aufbewahrung auf nur 20 cm: dank des Sperrsystems Venice Clack und des magnetischen Verschlusses der Vorderräder in geschlossener Position.



Serie Venice

Art.-Nr. 21-0081 -001-BLK

TECHNISCHE DATEN - TRAGSTUHL VENICE

Belastbarkeit	230 kg	507 lbs
Gewicht	9,9 kg	22 lbs

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20,1 in
Höhe	860 mm	33,9 in
Tiefe	305 mm	12 in

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20,1 in
Höhe	860 mm	33,9 in
Tiefe	735 mm	28,9 in

Art.-Nr. 21-0082 -001-BLK

TECHNISCHE DATEN - TRAGSTUHL VENICE PLUS

Belastbarkeit	230 kg	507 lbs
Gewicht	15,8 kg	31 lbs

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20,1 in
Höhe	908 mm	35,7 in
Tiefe	292 mm	11,5 in

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20,1 in
Höhe	908 mm	35,7 in
Tiefe	763 mm	30 in

Serie Venice

Art.-Nr. 21-0083 -001-BLK

TECHNISCHE DATEN - TRAGSTUHL VENICE POWER



Belastbarkeit	kg 230	lbs 507
Gewicht	kg 24,5	lbs 59,5

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	mm 540	in 21,3
Höhe	mm 920	in 36,2
Tiefe	mm 230	in 9,1

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	mm 540	in 21,3
Höhe	mm 920	in 36,2
Tiefe	mm 770	in 30,3

