

## CORTEX SURFACE EXTENDER

► Code 21-00066  
(inklusive aufblasbare Matratze)



**ScoopEXL nicht enthalten**

### Technische Daten

**Gesamtbreite:** 560 mm (22 in)  
**Gesamtlänge:** 1650 mm (65 in)  
**Gewicht:** 3kg (7 lb)

### Ersatzteile



4 Verstellbare  
Verlängerungen für  
Gurte für Krankentrage  
► Code 0313659-IT



Aufblasbare Matratze  
► Code 25-00259-M01



Pumpe  
zum Aufpumpen  
► Code 10-00703



Aufpumpeinsatz  
► Code 10-00694

## CORTEX SURFACE EXTENDER

Kit zur Erweiterung  
der Auflagefläche  
der Krankentrage  
mittels ScoopEXL

► **Seitliche  
Halterungen  
für Seitenbügel**

► **Befestigung  
mittels  
TSL-Klemmen**

► **Zweikam-  
mer-Matratze**



**ScoopEXL nicht enthalten** 

## **CORTEX** **SURFACE EXTENDER**

**FERNO®**

## **CORTEX** **SURFACE EXTENDER**

**FERNO®**

► **Seitliche  
Halterungen  
für Seitenbügel**

► **Schnellbefesti-  
gungsklammern**

► **Aufblasbare  
Matratze**

► **Elektrische  
Pumpe mit  
USB-Aufladung**



- **Schnelle Installation**
- **Für bariatrische Patienten**
- **Entspricht der Norm EN1865-3**

- **Schnittfestes Material**
- **Schnelles Aufblasen und Ablassen**
- **Geringer Platzbedarf**