

Dati tecnici

Peso	1,6 kg	1,9 lbs
Larghezza	300 mm	11,8 inch
Profondità	190 mm	7,5 inch
Altezza	165 mm	6,5 inch

Blocchi laterali

Larghezza	85 mm	3,3 inch
Profondità	230 mm	9,1 inch
Altezza	150 mm	5,9 inch

Certificazioni

- **EN ISO 10993-17:2009** - Materiale TESTATO E CERTIFICATO non rilascia sostanze pericolose a contatto con la pelle e il sudore.
- **EN ISO 10993-18:2020** - Materiale biocompatibile.
- **EN ISO 10993-5:2009** - Materiale non citotossico.
- **EN ISO 10993-23:2021** - Materiale non irritante per la pelle.
- **CONFORME AL NUOVO REGOLAMENTO MDR**

Accessori



Borsa per trasporto e stoccaggio
cod. 10-9900-005

 **FERNO®**

Italy

P +39 051 6860028
info.it@ferno.com

www.ferno.it

Schweiz

P +41 41 259 60 00
info.ch@ferno.com

www.ferno-schweiz.ch

B-lock2

 **FERNO®**

-VELCRO
+RAPIDO
+PULITO
+SICURO



 **FERNO®**

B-lock2

FERNO



B-Soft, B-Safe, B-lock!

Fermacapo B-lock2

Leggero, compatto e facile da applicare. **Realizzato completamente in Italia**, il B-lock2 garantisce un'immobilizzazione completa e sicura della testa del paziente. Utilizzato in combinazione con il collare cervicale Ferno WizLoc, permette un trasporto sicuro e confortevole per il paziente.

Il fermacapo B-lock2 è dotato di due blocchi laterali, una fascia a "K" e una fascia a "T", che permettono una rapida immobilizzazione.

L'assenza di superfici in velcro sulla base e sui blocchi laterali rendono il presidio più pulito e facilmente disinfettabile.

Comfort maggiorato: il materiale del B-lock2 è **SOFT TOUCH** e permette una migliore esperienza di contatto con il viso poiché in grado di adattarsi al meglio alla sua forma.

TESTATO: il materiale, **riciclabile al 100%**, non rilascia alcuna sostanza pericolosa a contatto con la pelle.

Il fermacapo B-lock2 è composto da un materiale termoplastico con un **ADDITIVO ANTIBATTERICO** che evita la proliferazione microbiologica migliorando le condizioni igieniche di stoccaggio a pulito.

La base del fermacapo, oltre a fornire stabilità ai blocchi laterali, è dotata di un **QHI INTEGRATO** a "V" che migliora il comfort e garantisce il corretto posizionamento della testa sulla base.

FASCIA A "T"

CUNEO CERVICALE

BASE CON QHI INTEGRATO

BLOCCHI LATERALI

FASCIA A "K"

Le **APERTURE ERGONOMICHE ELLITTICHE**, poste sui blocchi laterali del B-lock, rendono più agile il posizionamento del fermacapo. In questo modo è possibile mantenere il diretto contatto con il paziente, che avrà un maggiore comfort nella zona del padiglione auricolare, quando sottoposto alla pressione dell'immobilizzazione.



Testato e biocompatibile secondo la norma ISO 10993.

Tramite le nuove FASCIA a "K" e FASCIA a "T", è possibile fissare il B-lock2 alla barella, per una **PERFETTA IMMOBILIZZAZIONE** del paziente.



IGIENIZZAZIONE SEMPLICE E OTTIMALE

FERNO

Rev. 19022026