

EARS

Vela antirotazione

Codice: EARS





Leggera, resistente e compatta, la **vela antirotazione EARS** garantisce una corretta gestione della rotazione durante le fasi di recupero del paziente con elicottero. Realizzata specificatamente per l'utilizzo con tutte le barelle Ferno Toboga verricellabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Studiata specificatamente per consentire la gestione della rotazione causata dal flusso dell'elicottero durante le operazioni di recupero del paziente.
- Il tessuto in poliammide ad alta tenacità e bassa porosità garantisce una maggiore efficienza durante l'utilizzo. La porosità viene ottenuta mediante termofissaggio a caldo; non vengono utilizzati nel trattamento materiali oleosi o resine, garantendone così la massima durata nel tempo.
- Estraibile rapidamente e facilmente tramite la maniglia arancione integrata a presa ergonomica.
- Grazie agli 8 cinturini su entrambi i lati, permette una facile e sicura applicazione su tutte le barelle Ferno Toboga verricellabili.
- Riponibile nella pratica custodia integrata, può essere lasciata sulla barella con cui viene utilizzata in modo da essere sempre pronta all'uso.
- Custodia integrata compatta e di minimo ingombro per lo stoccaggio.
- Sistema Brevettato.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	595 mm
Larghezza	430 mm
Lunghezza (configurazione di stoccaggio)	490 mm
Larghezza (configurazione di stoccaggio)	155 mm
Spessore (configurazione di stoccaggio)	10 mm
Peso	0,200 kg