

PEDI-PAC[®]

Immobilizzatore pediatrico

Codice: 0313065





Realizzato per l'immobilizzazione di pazienti pediatrici con un'altezza compresa tra 711 mm e 1372 mm e con un peso corporeo tra 9 kg e 41 kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- L'immobilizzatore PEDI-PAC è costituito da una tavola con rivestimento in nylon removibile e resistente ai fluidi corporei.
- È dotato di un sistema di 5 cinture di sicurezza integrate, che consentono di immobilizzare efficacemente e di trasportare in sicurezza il paziente pediatrico.
- PEDI-PAC è completo di 2 fasce, frontale e mentoniera, un supporto testa, 4 maniglie di trasporto a presa ergonomica e 2 anelli per il fissaggio alla barella.
- Grazie al peso e al minimo ingombro, è utilizzabile nelle manovre di estricazione dei pazienti pediatrici da spazi ristretti ed è stato progettato per agevolare le manovre terapeutiche e l'applicazione della via d'infusione intraossea.
- L'immobilizzatore PEDI-PAC è dotato di uno spessore ripiegabile per poter regolare agevolmente l'allineamento neutro del rachide cervicale del paziente e di una doppia cintura pelvica, che permette il corretto fissaggio in funzione dello stadio di sviluppo del paziente.
- Permette inoltre il fissaggio indipendente degli arti inferiori e superiori.
- Facile da igienizzare.
- Completo di borsa per il trasporto.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1220 mm
Larghezza	230 mm
Peso	3 kg
Capacità di carico massimo	41 kg