

# NEOMATE

*Sistema di trasporto pediatrico*

Codice: 0314116





Innovativo sistema di cinture per il trasporto di piccoli pazienti.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Progettato per trasportare in sicurezza pazienti pediatrici con un peso corporeo tra 3,2 kg e 6,4 kg (7-14 lbs).
- Compatibile con la maggior parte delle barelle Ferno e installabile grazie alle apposite tre cinture.
- Completamente regolabile, assicura il paziente pediatrico tramite l'imbracatura a 5 punti garantendone un trasporto sicuro.
- Compatto e facile da stoccare: basta arrotolarlo.
- Completamente in vinile, atossico e facile da pulire.

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	500 mm
Larghezza	270 mm
Peso	1,3 kg
Capacità di carico	minima 3,2 kg - massima 6,4 kg